

## Használati útmutató

### Infravöröslámpa SANITAS SIL 45

A termék használata előtt kérem alaposan olvassa át a használati útmutatót! A terméket csak a leírásnak megfelelően és a megadott használati célokra használja! A nem rendeltetés szerű használatból eredő károkért felelőséget nem vállalunk. Amennyiben a terméket átadja másnak az útmutatót mindenképp mellékelje.

#### **Rendeltetés szerű használata:**

Ez az infravörös sugárzó fűtőelem csak az emberi test kezelésére szolgál!

Az infravörös fény hőt termel, mely jó hatással van az emberi testre. A besugárzott infra fény hatására a bőr vérellátása javul, és az anyagcsere felgyorsul, mely a testet gyógyulásra serkenti.

Az infravörös fény például kiegészítőterápiaként használható fül, orr és torok kezelésére. Különböző betegségek, valamint az arc- és szépségápolásban, különösen a tisztátalan bőr esetén. Az infravörös hő kiegészítő kezelésként is használható izomfeszülés és hidegrázás kezelésére, mert a hő serkenti a véráramlást. Használat előtt kérdezze meg házi orvosát, hogy orvosilag javasolt-e a használata!

A készülék kiváló minőségű üveggel rendelkezik, kerámia lemez (kerámia infravörös).

100%-ban biztonságos. A termék kizárólag magánháztartási felhasználásra készült. Ipari használatra nem alkalmas.

#### **Kicsomagolás:**

A termék kicsomagolásánál ellenőrizze az alkatrészek állapotát. Távolítsa el minden csomagoló anyagot és védőfóliát. A csomagoló anyagokat gyermekektől tartsa távol, a fulladás elkerülése érdekében. Ne hagyja gyermekeit felügyelet nélkül a termék kicsomagolása közben! Ellenőrizze a termék alkatrészeit. Vegye szemügyre a termék állapotát! Használat előtt ismerkedjen meg a termék tartozékaival, működési elvével!

Áttekintés, a lámpa részei:

- 1 Forgó test fogantyúkkal
- 2 Lemez
- 3 Be/Ki kapcsoló
- 4 Hátralévő idő kijelzése
- 5 Időválasztó
- 6 Láb beépített kábelcsatornával a tekercseléshez tápkábel.

Infravörös sugárzó fűtés állítható időzítővel (1-15perc) és elforgatható test (0 és 50 fok között).

- Az időzítő automatikusan kikapcsol a végén, ha beállított az időt.

#### **Figyelmeztetés:**

Jelen utasításban leírtak figyelmen kívül hagyásából eredő károkért felelőséget nem vállalunk! A jótállás érvényét veszti! A szakszerűtlen használatból eredő károkért felelőséget nem vállalunk! Gyermekek elől elzárva tartandó! Gyermekek és fogyatékkal élő személyek nem használhatják a

terméket! 8 évesnél idősebb gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi, vagy szellemi képességgel rendelkező személyek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják!

### **Elektromos biztonság:**

Az áramütés veszélye minden elektromos gépnél fennáll! Soha ne merítse a terméket vízbe, vagy más folyadékba! Soha ne tartsa a terméket folyó víz alatt! Ne tegye ki a készüléket esőre! Soha ne használja nedves környezetben! A termék szerelését, javítását csak hozzáértő szakember végezheti! Soha ne használjon sérült terméket! Amennyiben sérülést tapasztal, vagy a termék nem működik megfelelően azonnal áramtalanítsa! Ne használja! Mielőtt csatlakoztatja a készüléket ellenőrizze a termék adattábláján feltüntetett elektronikai adatokat. A nem megfelelő áram hálózat használata súlyos károkhoz vezethet, melyre a gyártó felelőséget nem vállal. Nem megfelelő használat! A tápkábelt mindig védje a sérülésektől! Használat előtt mindig ellenőrizze állapotát! Forró felületektől, nyílt lángtól tartsa távol! A terméket mindig le kell választani az elektromos hálózatról, ha már nem használja!

Égési sérülés veszélye! A szűrőtárcsa és az egység háza működés közben nagyon felforrósodik. Ne érintse meg.

- Ne érintse meg a forró üveget a lámpa használata közben. Fennáll az égési sérülés veszélye.
- Mindig hagyja lehűlni a készüléket, mielőtt hozzáér!
- Mindig húzza ki a hálózati csatlakozót, és hagyja kihűlni a készüléket mielőtt elpakolná.
- Ne érintse meg a készüléket nedves kézzel, ha az be van dugva!
- Ne engedje, hogy víz kerüljön a készülékre.

### **Figyelmeztetések:**

Üzemeltetési körülmények: Hőmérséklet: 10°C és 35°C között

Tárolás és szállítás: Hőmérséklet: -10°C és 50°C között, (-50°F – 122°F)

Relatív páratartalom:  $\leq 90\%$

Gyártási okokból az üveg színe változhat működés közben, de ez nem befolyásolja az egység teljesítményét vagy minőségét. Környezetvédelem érdekében az infravörös lámpát nem szabad a háztartási szeméttel együtt kidobni élettartama végén!

Vigyázat, forró felület!

Tartson 30 cm Távolságot a lámpától!

- Amikor az egységet az arc felé irányítja, ne nézzen közvetlenül az infravörös fénybe; csukja be vagy takarja le a szemét. Használjon védőszemüveget!

### **Mikor nem szabad a készüléket használni?**

Figyelem! Erősen ajánlott, hogy ne használja a készüléket az alábbi esetekben az egészségkárosodás megelőzése érdekében:

- hőre érzékeny személyek számára.
- cukorbetegknél,

- álmoságban, demenciában vagy a koncentráció hiányában szenvedő egyéneknél,
- betegség által okozott bőrelváltozásokban szenvedőknél,
- heges bőrű embereknél a kezelési területen,
- allergiás embereknél,
- gyermekeknél és időseknél,
- gyógyszereszedés vagy alkoholfogyasztás után.

Akut gyulladássos folyamatok esetén a lámpát csak orvossal folytatott konzultációt követően szabad használni!

### **Figyelem!**

- Az infravörös sugárzó fűtőtest távolsága min. 30 cm!
- Tartsa be a távolságot és ellenőrizze, hogy nincs-e bőrfelületen reakció.
- Bizonyos körülmények között gyógyszerek, kozmetikumok és az élelmiszerek túlérzékenységet vagy allergiát okozhatnak, melyek bőr irritációt okozhatnak. A kezelést abba kell hagyni ezekben az esetekben azonnal.
- Ne használja a készüléket, ha fennáll a leesés veszélye. Pl: alvás közben, ittas állapotban.
- A túlzott expozíció égési sérüléseket okozhat. Ne használja túl sokáig a készüléket.

Helyezze a készüléket szilárd és egyenletes felületre.

- A készüléket nem szabad lejtőn vagy fektetve felállítani.
- A gyúlékony tárgyak között és az infralámpa között nem lehet 1 méternél kisebb a távolság.
- Ügyeljen arra, hogy a készüléket ne helyezze gyúlékony felületre! Anyagokat, például terítőket vagy szőnyegeket ne terítsen rá!
- Ne hagyjon könnyen gyúlékony vagy olvadó tárgyakat közel az egységhez.
- Ne akassza fel a készüléket a falra vagy a mennyezetre.
- Ne használja a készüléket a szabadban.
- Óvja a készüléket az erős ütésektől.
- Óvja a készüléket a portól, szennyeződéstől és nedvességtől.

• Csak a lámpa cseréjéhez nyissa ki az egységet. Ne kísérelje meg megjavítani a készüléket, különben nem garantálható a problémamentes működés. Ennek be nem tartása érvényteleníti a garanciát.

• Javítással kapcsolatban forduljon az Ügyfélszolgálathoz vagy egy hivatalos márkakereskedőhöz.

## **Tisztítás és ápolás:**

A készüléket tisztítás előtt mindig húzza ki a konnektorból! Soha ne merítse vízbe, vagy más folyadékba! Tisztítás előtt mindig hagyja kihűlni a készüléket! Ne használjon súroló, vagy agresszív maró hatású tisztítószeret! A készülékházat száraz ruhával törölje át, szükség esetén egy csepp kíméletes mosószert tehet a ruhára. Mindig törölje szárazra! Érdemes saját dobozában tárolni. Védje a portól!

### **Tisztítás, infracsere:**

Fontos

A készüléket tisztítása előtt kapcsolja ki, húzza ki a konnektorból és hagyja teljesen kihűlni.

Fontos

- Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön víz a készülékbe!
- Ne mossa a készüléket mosogatógépben!
- Az egység nedves ruhával tisztítható. Ne használjon tisztítószeret.

### **Az infralámpa cseréje**

Ne feledje, hogy a hibás lámpát csak azonos típusú lámpával lehet kicserélni!

Csere lámpa:

Típus: Halogén lámpa 220-240V / 300 W

118 mm hosszú R7S aljzathoz

Eredeti Rendelési sz. 162.620

Áramütés veszélye!

- A lámpa cseréje előtt győződjön meg arról, hogy a tápkábel ki van húzva a konnektorból.
  - Égésveszély! Ellenőrizze, hogy megfelelően kihűlt-e!
  - Javítás előtt hagyja teljesen kihűlni a készüléket.
  - Az izzóra nem vonatkozik a garancia.
1. Helyezze a lámpát, kerámia lappal lefelé sík felületre.
  2. Egy megfelelő keresztfejú csavarhúzóval lazítsa meg a csavarokat a hátlapon.
  3. Helyezze a testet úgy, hogy az üvegkerámialap eleje a sík felületen feküdjön.
  4. Fogja meg a hideg lámpa bal vagy jobb oldalát, és nyomja meg óvatosan jobbra vagy balra.
  5. Most emelje fel előre és vegye ki a foglalatból.

Használjon ruhát az új lámpa behelyezésekor, ne csupasz kézzel fogja meg, mivel a bőrön lévő zsír károsítsa a lámpa bevonatát.

6. Helyezze be az új lámpát a foglalatba. Az új lámpát az eltávolítással fordított sorrendben helyezzük be.

7. Zárja be ismét az egységet.

Ügyeljen arra, hogy ne maradjon idegen tárgy a készülékben.

### **Használata:**

Helyezkedjen el kényelmesen a lámpa előtt. Állítsa be a megfelelő távolságot és élvezze az érintett testrész kezelését.

Egyszerre ne használja a készüléket 15 percnél tovább!

Hagyja lehűlni az egységet, mielőtt újra használja!

- Égési sérülés veszélye: Távolítson el minden fémtárgyat, pl. övcsatok, nyakláncok, melltartók, ékszerek vagy piercingek a kezelési területről! Nagyon felforrósodhatnak.

Kezdetben rövid kezelési időt javasolunk!

A készülék helyes használata esetén is előfordulhat intenzív bőrpír, hólyagok, viszketés, erős izzadás arra érzékeny személyeknél! Mindig tegyen néhány perces próbát!

- Mindig csukja be vagy takarja le a szemét!
- Nyomja meg a be-/kikapcsolót
- A készülék rövid idő elteltével automatikusan bekapcsol
- Állítsa az időválasztót a kívánt időtartamra (1-től-15 perc).
- Működés közben megnyomhatja az időválasztót a kezelés időtartamának visszaállításához.
- Az infravörös sugárzó fűtés automatikusan kikapcsol a beállított idő után.
- További kezeléshez csak meg kell nyomni az időválasztót az egyéni kezelés visszaállításához.

### **Fontos**

- Ne érintse meg a forró üveget.
- A kezelés befejezéséhez használja a be-/kikapcsolót, és húzza ki a tápkábelt.

A kezelés során vizsgálja meg a gyakran kezelt testrészt és ellenőrizze a bőrreakciókat. Azonnal hagyja abba az expozíciót, ha túlérzékenység vagy, allergiás reakció lépne fel és forduljon orvoshoz!

- A készülék bármikor kikapcsolható Be/Ki kapcsoló gombbal.
- Ne takarja le vagy csomagolja el az egységet, amíg van meleg.

Kezelés után:

- Kapcsolja ki a készüléket a be-/kikapcsolóval

- Húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból.

Ha lehetséges, tárolja az infravörös sugárzót az eredeti csomagolásában, száraz helyen.