

Használati útmutató

Infravörös hő Scanner Motorola MBP66S

A termék használata előtt kérem alaposan olvassa át a használati útmutatót! A terméket csak a leírásnak megfelelően és a megadott használati célokra használja! A nem rendeltetés szerű használatból eredő károkért felelősséget nem vállalunk. Amennyiben a terméket átadja másnak az útmutatót mindenképp mellékelje.

Rendeltetés szerű használata:

A terméket test, folyadékok és élelmiszerek érintkezés mentes hőmérséklet mérésére tervezték. Személyes használatra készült! Ipari felhasználásra nem alkalmas.

Kicsomagolás:

A termék kicsomagolásánál ellenőrizze az alkatrészek állapotát. Távolítson el minden csomagoló anyagot és védőfóliát. A csomagoló anyagokat gyermekektől tartsa távol, a fulladás elkerülése érdekében. Ne hagyja gyermekeit felügyelet nélkül a termék kicsomagolása közben! Ellenőrizze a termék alkatrészeit. Vegye szemügyre a termék állapotát! Használat előtt ismerkedjen meg a termék tartozékaival, működési elvével! Legyen körültekintő az éles vágó részek kicsomagolásánál!

Általános figyelmeztetések:

Jelen utasításban leírtak figyelmen kívül hagyásából eredő károkért felelősséget nem vállalunk! A jóállás érvényét veszti! A szakszerűtlen használatból eredő károkért felelősséget nem vállalunk! Gyermekek elől elzárva tartandó! Gyermekek és fogyatékkal élő személyek nem használhatják a terméket! Mindig kapcsolja ki a készüléket, ha nem használja, amikor szállítja vagy felügyelet nélkül hagyja! Csak eredeti pótalkatrészeket és tartozékokat használjon. A külső gyártású alkatrészek használata a garanciális igény azonnali elvesztésével jár. Csak szakemberrel javíttassa! Tartsa be a készülék tisztítási és karbantartási utasításait. Tárolja a készüléket száraz helyen, gyermekektől, háziállatoktól elkülönítve!

Első használat előtt érdemes a szenzort áttörölni alkoholos kendővel, majd törölje szárazra puha pamut ruhával. NE használjon karcoló anyagot!

Várjon min. 20 percet melótt tisztítás után használja!

Amennyiben hidegről vitte be a meleg lakásba, vagy túl nagy a hőmérséklet különbség, várjon legalább 30 percet mielótt bekapcsolja. A hirtelen hőmérséklet változás árt a terméknek.

A készülék 2db 1,5V AAA elemmel működik. Az elemket mindig vegye ki, ha nem használja a készüléket.

Elemekre vonatkozó biztonsági szabályok:

Szélsőséges időjárású viszonyoknak soha ne tegye ki az elemeket, mert felrobbanhatnak pl.: nap, fagy. Soha ne dobja tűzbe! Ne fessegesse! Az elemeket ne hagyja a készülékben, ha nem használja, mert a benne levő akkumulátor folyadék kifolyhat és károsíthatja a készüléket! A kifolyt folyadék nem érintkezhet bőrrel, vagy egyéb testrészsel! A kifolyt elem kivételéhez használjon kesztyűt! Amennyiben mégis érintkezett vele azonnal mossa le bő vízzel és forduljon orvoshoz! Soha ne hagyja az elemeket gyermeke, vagy háziállata által elérhető helyen, mert fennáll a lenyelés veszélye! A lenyelt elem, mivel a szervezeten belül kifolyhat az akkumulátor folyadék akár halálhoz is vezethet! Fokozottan figyeljen gyermekére! Soha ne hagyjon előtte elemet! Az elemeket tárolja elzártan, fénytől, portól és nedvességtől védve! Soha ne próbáljon újra tölteni nem tölthető elemet, mert felrobbanhat! Az elhasznált elemeket külön erre a célra kihelyezett elemgyűjtő konténerekbe dobja! Soha ne dobja a háztartási hulladékba!

Használata:

Testhőmérés:

- Elsőként győződjön meg róla, hogy a szonda tiszta!
- Mérés előtt ellenőrizze, hogy a bőrfelület tiszta és szennyeződés mentes-e.
- Nyomja be a ki/bekapcsoló gombot a készüléken!
- Győződjön meg róla, hogy a hőmérő testhőmérő módban van-e, a test szimbólum BODY feliratnak kell megjelennie a kijelzőn.
- Tartsa a szkennert kb.: 1-5cm távolságra a homloktól, úgy hogy a szemöldökök között legyen az érzékelő.
- Nyomja meg egyszer a ki/bekapcsoló gombot, a mérés befejezését hangjelzés kíséri
- 37,3C° fok alatt a kijelző zöld és a mosoly szimbólum jelenik meg.
- 38,1C° foktól a kijelző piros és szomorú szimbólum jelenik meg.
- 37,3-38,1 fok között hőemelkedésnél ajánlott a mérést kb.: 1 óra elteltével megismételni.
- Mérés után 18 másodperccel a készülék szipol és automatikusan kikapcsol.

Étel, vagy ital hőmérsékletének mérésénél cselekedjen hasonlóan, csak a kijelzőn válassza ki a megfelelő szimbólumot. (SURFACE)

Celsius/Fahrenheit:

- Kapcsolja be a készüléket, tartsa lenyomva a MODE gombot hosszan, amíg a FI meg nem jelenik a kijelzőn, majd engedje el a gombot.
- Megjelenik az aktuális beállítás C vagy F, a MODE, vagy MEMO gomb megnyomásával választhatja ki a megfelelő mértékegységet.
- A megerősítéshez nyomja meg a ki/bekapcsoló gombot

Tisztítás:

Tisztítás előtt a terméket mindig áramtalanítsa, vegye ki az elemeket. Kerülje a súroló, karcoló anyagokat. Ne használjon maró, savas vegyszereket tisztításhoz! Ne merítse folyó víz alá. A motorházat nedves puha ronggyal törölje át, majd törölje szárazra. A szenzort alkoholos törlőkendővel is áttörölheti szükség esetén, majd törölje szárazra puha pamut ruhával. Érdemes saját dobozában tárolni, száraz, por védett helyen!